

נרשם ע"י נטשה דרקצ'וב	בתוקף מתאריך: 11.11.20	טופס מס' פו-10 מהדורה מס' 1
-----------------------	------------------------	--------------------------------

**Clinic Information:**

Contact: \_\_\_\_\_

Organization: \_\_\_\_\_

Address: \_\_\_\_\_

Zip, City: \_\_\_\_\_

Phone: \_\_\_\_\_

**Patient Information:**

- Canine   
 Feline   
 Equine   
 Large Animal  
 Avian/Exotic   
 Other (specify) \_\_\_\_\_

**Sample Type:**

- Heparinized Whole Blood   
 Heparinized Plasma   
 Serum

VetScan  
VS2



**Affix the rotor  
cancellation report here**

**נא להדביק את המדבקה כאן**



**VetScan VS2:**

By default the VetScan VS2 will print a trouble shooting report. To re-print a Rotor

**Cancellation Report:** select the recall icon, select search, use search options to locate record, select print, and select error bar.

**The following information must be completed to receive rotor credit.**

**1. Message on Screen:**

\_\_\_\_\_

**2. Code:** \_\_\_\_\_

**3. Instrument Serial Number:**

\_\_\_\_\_

**4. Softwareversion:** \_\_\_\_\_

**5. Profile Name:**

- Avian/ Reptilian Profile Plus
- Comprehensive Diagnostic Profile Plus
- Critical Care Plus
- Equine Profile Plus
- Large Animal Profile
- Mammalian Liver Profile
- Prep Profile II
- T4/ Cholesterol
- Canine Wellness Profile Plus HW
- Other

**6. Lot#:** \_\_\_\_\_

**נא לשלוח את הטופס לפקס 03-9277290 או למייל [info@petvetbiomed.com](mailto:info@petvetbiomed.com)**